

Mit dem MOTOMed Produktkonfigurator kann das persönliche Modell für eine gezielte und individuell angepasste Bewegungstherapie zusammengestellt werden.

Über den Produktkonfigurator auf der MOTOMed Website (www.motomed.de) erhält die interessierte Person einen detaillierten und visualisierten Überblick über die Modelle der MOTOMed next generation.

Die Vielfalt an unterschiedlichen Modellen der MOTOMed next generation, die große Auswahl an MOTOMed Zubehör und die verschiedenen Therapieprogramme erlauben eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Neben technischen Daten kann der standardisierte Lieferumfang der Serienausstattung sowie ergänzendes Zubehör eingesehen und konfiguriert werden.

Im Konfigurator kann die MOTOMed loop edition (Training im Sitzen), das MOTOMed muvi (simultanes oder wechselseitiges Training der Beine und Arme im Sitzen), das MOTOMed gracile12 (Training für Kinder im Sitzen) sowie die MOTOMed layson edition (Training im Liegen) ausgewählt werden. Das „l“ steht dabei für „leg-trainer“ (Beintraining) und „la“ für „leg- and armtrainer“ (wechselseitiges Bein- und Armtraining).

Darüber hinaus gibt es beispielsweise bei der Konfiguration eines Modells der MOTOMed loop edition zwei mögliche Höheneinstellungen (manuell oder gasfederunterstützt). Man hat zudem die Wahl zwischen einem Standardfuß oder einem Sonderstandfuß mit verringerter Standfußhöhe, welcher Rollstuhlfahrenden ein leichteres Anfahren an das MOTOMed ermöglicht.

Nach der Auswahl von optionalem Zubehör kann bequem ein unverbindliches Angebot unter Angabe persönlicher Daten angefragt werden. Zahlreiche Informationen über technische Daten, Serienausstattung, Informationen zu Konfigurationen und Zubehörteilen, sowie deren Darstellung erleichtern die Konfiguration. Sollten dennoch Unklarheiten bestehen, können Sie sich gerne individuell je nach Indikation beraten lassen.

www.motomed.com/produktkonfigurator

Weitere Informationen

Die MOTOMed next generation bietet sowohl ein Training im Sitzen vom Stuhl oder Rollstuhl, als auch in halbliegender oder liegender Position vom Bett oder von der Therapieliege aus. Alle MOTOMed Modelle können dank Höheneinstellung schnell und einfach an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Über das große Farb-Touch-Display lassen sich alle Funktionen, Therapieprogramme und Motivationsspiele an die eigenen Trainingsanforderungen komfortabel anpassen.

Eine regelmäßige MOTOMed Bewegungstherapie kann unter anderem die Lebensqualität bei Personen mit Handicap (z. B. Multiple Sklerose, Schlaganfall, Parkinson, Querschnittslähmung) steigern und die Psyche und das Wohlbefinden stärken. Darüber hinaus kann das Herz-Kreislauf-System gefördert und die Grundkondition sowie die Leistungsfähigkeit verbessert werden.

Übrigens: Die MOTOMed layson edition und die MOTOMed loop edition wurden mit dem German Design Award 2019 ausgezeichnet. Die Jury urteilte: „Ein funktional überzeugendes und zugleich auch sympathisch freundliches Design, das hilft, Hemmschwellen zu senken.“ www.motomed.com